

Für mehr Sicherheit und Hygiene

Wir beraten
Sie gerne:
041 210 05 18

Neu im Angebot: A0-Wert-Messung

- Kontrolle Ihrer thermischen Steckbeckenspülgeräte auf ihre antimikrobielle Wirksamkeit
- A0-Wert-Empfehlung nach den Richtlinien der Swissmedic
- Sicherstellung der vorgeschriebenen Standards
- Für sorgenfreies, sicheres Arbeiten

**Wir bieten massgeschneiderte Dienstleistungs-
lösungen an, damit Sie sich um Ihr Kerngeschäft
kümmern können.**



SANARTIS

by KLASA

Professionell. Sauber. Sicher.

Sanartis AG Altshoferstrasse 5 | 6252 Dagmersellen
+41 41 210 05 18 | info@sanartisag.ch | sanartisag.ch

Swissmedic empfiehlt

Aus mikrobiologischen Gründen sollten die Geräte für menschliche Ausscheidungen einen A-Null Wert von 600 haben.

Bei der jährlichen Wartung der Geräte für menschliche Ausscheidungen muss der A-Null Wert gemessen und dokumentiert werden.